

「Peek a body」 遠隔デモンストレーション・アプリ (teamviewer11)

インストールマニュアル

B.C Lab 株式会社

「Peek a body」 遠隔デモンストレーション・アプリ（teamviewer11）のインストール手順です。
本マニュアルを参考に **Step.1** から **Step.4** まで順に進んでください。
回線状況にもよりますが、通常 2～3 分でインストール作業は終了します。
※アプリをインストールする際は、P.C がオンラインになっている必要がありますのでご注意ください。

Step.1

本マニュアルと同じフォルダ内に収納されている「TeamViewer_Setup.exe」をダブルクリックします。




Step.2

1. ファイルのダウンロードが始まりしばらく待つとインストール画面が表示されます。

※セキュリティ設定によっては確認表示が出るので解除してください。

2. 続行しますかは「インストール」、TeamViewer の用途は「個人／商用以外」を選択して「同意する - 終了」をクリックしてください。

※TeamViewer の用途は初期状態ですと「企業／商用」になっていますので注意してください。




Step.3

インストール作業が進みしばらく待つと下の画面が表示されるので「終了」を押して閉じてください。



Step.4

「終了」をクリックすると下記の画面が表示されます。



上記の画面で「使用中の ID」の欄に9ケタの数字・「パスワード」の欄にパスワードが表示されていればインストール作業は終了です。